

Lösningar till Biurets test

Lösning A: 1,5 g koppar(II)sulfat (pentahydrat; $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)
6 g KNa-tartrat ($\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Rochelle salt)
Lös i 500 ml destillerat vatten

Lösning B: 30 g natriumhydroxid (NaOH)
2 g kaliumjodid (KI)
Lös i 500 ml destillerat vatten

Reagenslösning: Slå samman lösning A och B

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$:



NaOH :



Reagenslösningen:

